


歯ざしりセンサー

# BiteStrip

バイトストリップ



## ブラキシズムの際に起こる咬筋の活動電位を手軽に計測 補綴物やインプラント埋入前のスクリーニングに


### ブラキシズムを計測するEMG記録装置

バイトストリップは分析ソフトと永続表示ディスプレイを内蔵したEMG記録装置です。  
咬筋の活動電位を感知し、4段階でディスプレイに表示します。



### 患者さんの負担が少なく、自宅で簡単計測

ブラキシズムの検査には従来、病院などの検査施設に依頼するなど患者さんへの負担を強いる方法が一般的でしたが、家庭で簡単に計測できるバイトストリップなら自然な就寝環境で、計測することが可能です。



### 結果表示は4段階

計測値がディスプレイに表示されます。

L	無し〜低度	30回以下のブラキシズムに相当
1	軽度	31〜60回のブラキシズムに相当
2	中度	61〜100回のブラキシズムに相当
3	重度	101回以上のブラキシズムに相当



### 使用方法

就寝中に頬に貼りつけておくだけで計測できるので、患者さんの負担も少なく手軽に使用できます。


※詳しくは製品添付の取扱説明書をお読みください。



バイトストリップを正しい位置に貼り付けます。



そのまま普段どおりに就寝します。  
(最低5時間貼り付けます)



起床後、バイトストリップを頬から外し、歯科医院へ持参します。

### 歯ぎしりによる影響



ブラキシズムによりエナメル質が咬耗した歯の一例



### 歯ぎしりセンサー バイトストリップ

標準価格 4,900円 **649010**

付属品 バイトストリップ 1個  
グリーンステッカー 1枚  
アルコールパッド 2個  
木製スパチュラ 1本  
ストリップリーダー 1枚

単回使用

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです ●掲載商品の標準価格は、2013年6月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造 ピクセルタウン

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161

[www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB No.M207.1869-1-000.1306.65.000Y-SU